

遺伝子抽出装置

機種名

倉敷紡績株式会社
 型 式 PI-80X
 機器番号:0406-00



用途概要

従来の煩雑なプラスミド、動物組織DNA等の抽出を自動で処理します。

主な仕様

	プラスミド抽出	動物組織DNA
分離方法	改変アルカリ法	改変フェノール法
処理容量	0.5~3.0ml	最大30mg(マウステール)
収 量	約8 μ g/1.5ml (E.coli JM109/pUC18)	約20 μ g/10mg(マウステール)
純 度	OD260/280 1.7~1.9	OD260/280 1.7~1.9
処理時間	約2.0時間(48サンプル)	約2.0時間(48サンプル)

※運転条件やサンプル数等により異なります。

※ご使用の際には、専用8連チューブをご持参ください。

料金等

機器利用(1機器あたり) : 100円 / 時間

ご利用申し込み : 実施2日前まで可能です。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。