

感染防止対策用クリオスタット

機種名

ライカ マイクロシステムズ株式会社
 型式 CM-1950
 機器番号: 0407-00



用途概要

断熱支持構造により低温保持が可能な感染防止対策を施した凍結薄切片を作製するための装置です。

主な仕様

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|---------|------------|---------|-------------|---------|--------------|--------|
| 切片厚設定 | : 1~100μm | <table border="1"> <tr> <td>1.0~5.0μm</td> <td>0.5μm刻み</td> </tr> <tr> <td>5.0~20.0μm</td> <td>1.0μm刻み</td> </tr> <tr> <td>20.0~60.0μm</td> <td>5.0μm刻み</td> </tr> <tr> <td>60.0~100.0μm</td> <td>10μm刻み</td> </tr> </table> | 1.0~5.0μm | 0.5μm刻み | 5.0~20.0μm | 1.0μm刻み | 20.0~60.0μm | 5.0μm刻み | 60.0~100.0μm | 10μm刻み |
| 1.0~5.0μm | 0.5μm刻み | | | | | | | | | |
| 5.0~20.0μm | 1.0μm刻み | | | | | | | | | |
| 20.0~60.0μm | 5.0μm刻み | | | | | | | | | |
| 60.0~100.0μm | 10μm刻み | | | | | | | | | |

最大試料サイズ : 50 × 80mm

設定温度範囲 : 0°C ~ -35°C (周辺温度20度の場合)

設定温度到達時間: -35°Cまで約4時間

※ご使用の際はマイクローム用替刃をご持参ください。

料金等

機器利用(1機器あたり) : 100円 / 時間

ご利用申し込み : 実施2日前まで可能です。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。