

超音波サンプル粉碎器(ホモジナイザー)

機種名

日本エマソン株式会社
 ブランソン事業本部
 型式 Model 250AA
 機器番号: 0610-01



用途概要

生物細胞破壊／拡散処理・乳化処理・反応促進・分散処理・上質な混合・脱泡など、広範囲の試料処理ができます。

主な仕様

| | |
|--------|--------------|
| 出力 | 200W 連続可変 |
| 公称周波数 | 20kHz |
| 最大所要電流 | 4A |
| 構成 | 200W パワーサプライ |
| | 102C型コンバータ |
| | 1/2" タップ型ホーン |

| | | |
|-----|--------------|-----------|
| | 1/2" タップ型ホーン | マイクロチップ |
| 処理量 | 10~250ml | 1~20ml |
| 振幅 | 21~145μm | 116~494μm |

持込品、注意点等

- ・目的に合わせて「チップ」を取り付けてください。
- ・終了後は洗浄(必要があればオートクレーブ滅菌)をして返却してください。
- ・超音波による処理は温度上昇を伴うため、容器素材に注意し、必要があれば冷却をしてください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。