

# CO<sub>2</sub>インキュベーター

## 機種名

ヤマト科学(株)

型式 IP400 4台 機器番号:1002-00  
機器番号:0620-00  
機器番号:0614-00  
機器番号:0615-00

型式 IPO400 1台 機器番号:0613-00



## 用途概要

庫内の温度とCO<sub>2</sub>(炭酸ガス)濃度を制御して、細胞培養に最適な環境(37°C、5%CO<sub>2</sub>)を設定できる恒温培養器で、本機のうち1台はCO<sub>2</sub>培養とO<sub>2</sub>コントロールが1台で同時可能なCO<sub>2</sub>インキュベータです。

## 主な仕様

周囲温度範囲 : 室温+5~35°C

IP400 : CO<sub>2</sub>培養と乾熱滅菌が1台で同時可能なCO<sub>2</sub>インキュベータ。

IPO400 : O<sub>2</sub>濃度制御をプラスしたCO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-O<sub>2</sub>マルチインキュベータ。

## 持込品、注意点等

当施設では、CO<sub>2</sub>インキュベーターの維持管理として以下の作業を行っております。その際、一時的に扉を開閉させていただきますのでご了承ください。

- ・加湿バットへの滅菌蒸留水の補充 (1回/週)
- ・加湿バットの滅菌蒸留水の交換及び清掃(1回/月)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までにお願いします。  
※まずは問い合わせください。