

## 染色体解析専用顕微鏡

### 機種名

カールツァイスマイクロスコピー株式会社  
 型 式 Axio Imager Z2  
 機器番号:0410-00



### 用途概要

透過光/蛍光でのメタフェーズ検索および核型解析、FISH画像解析(m-fish、マルチカラーFISH)等に便利なソフトウェアを備えた、染色体解析に特化した装置です。

### 主な仕様

対物レンズ : 10倍、20倍、40倍、63倍(油浸)、100倍(油浸)  
 蛍光フィルタ: DAPI、FITC、DEAC、CY5、Texas Red  
 ソフトウェア : Msearchソフトウェア、AutoCaptソフトウェア、Ikarosソフトウェア、  
 Isisソフトウェア、カラーカリオタイプソフトウェア、  
 mFISH/mBAND解析ソフトウェア  
 ステージ : スライド8枚対応電動スキャニングステージ

### 持込品、注意点等

- ・水銀ランプは15分以上たってから再点灯してください。
  - ・オイルを使用された場合、クリーニングをして終了してください。
  - ・データを保存されるUSBメモリ等をご持参ください。
- ※必ずウイルスチェックをしてから使用してください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。  
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。