

超遠心分離機

機種名

ベックマン・コールター(株)
 型式 Optima L-90K
 機器番号: 0597-00



用途概要

高速回転により強力な遠心力を発生させて、溶液中で高分子物質を沈降させる遠心分離機で蛋白質・核酸などの生化学的な研究分野では不可欠の機器です。

主な仕様

- ロータ : 近垂直ロータ NVT65.2
- 近垂直ロータ NVT65
- 水平ロータ SW55Ti
- 水平ロータ SW41Ti
- 水平ロータ SW32Ti

持込品、注意点等

【注意点】

- ・**バケットは**サンプル数が少ない場合でも、**すべて設置して**遠心してください。
- ・バケットの蓋がすべてしっかりと閉まっていることをご確認の上、遠心を開始してください。
- ・低温で遠心分離を行なった場合は、庫内の温度が室温に戻るまで待つてから扉を閉めてください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。