

遺伝子抽出装置

機種名

倉敷紡績株式会社
 型 式 PI-80X
 機器番号:0406-00



用途概要

従来の煩雑なプラスミド抽出を自動で処理します。

主な仕様

	プラスミド抽出
分離方法	改変アルカリ法
処理容量	0.5～3.0ml
収 量	約8 μ g/1.5ml (E.coli JM109/pUC18)
純 度	OD260/280 1.7～1.9
処理時間	約3.0時間(48サンプル)

※運転条件やサンプル数等により異なります。

持込品、注意点等

装置に必要な試薬は施設で準備しております。
 「要冷蔵」保管の試薬をご使用前にセットしてください。

【持込品】

- ・ご使用の際には、専用8連チューブをご持参ください。
- ・既存のパラメーターファイル(抽出条件)の変更はしないでください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。