

化学発光検出機

機種名

GE Healthcare Life Science
 型式 LAS4000mini
 機器番号: 0606-00



用途概要

化学発光、生物発光、可視検出、画像解析など幅広い分析・解析に対応しています。

主な仕様

- 測定モード : 化学発光 ・ 可視
- 撮影可能サンプル形状 : ゲル・メンブレン等
- 冷却温度 : -30°C (最大、設置時標準 -25°C)
- 露出モード : オート/マニュアル

持込品、注意点等

■ サンプルトレイについて

【使用前】

サンプルトレイに測定サンプルを置かれる際は、ラップを敷いてから置いていただくようお願い致します。

【使用后】

サンプルトレイが汚れた場合は、水洗で洗浄し、よく乾燥させて下さい。