

# 超音波サンプル粉碎器(ホモジナイザー)

## 機種名

日本エマソン株式会社  
 ブランソン事業本部  
 型式 Model 250AA  
 機器番号: 0610-01



## 用途概要

生物細胞破壊／拡散処理・乳化処理・反応促進・分散処理・上質な混合・脱泡など、広範囲の試料処理ができます。

## 主な仕様

出力	200W 連続可変
公称周波数	20kHz
最大所要電流	4A
構成	200W パワーサプライ
	102C型コンバータ
	1/2" タップ型ホーン

	1/2" タップ型ホーン	マイクロチップ
処理量	10~250ml	1~20ml
振幅	21~145μm	116~494μm

## 持込品、注意点等

- ・目的に合わせて「チップ」を取り付けてください。
- ・終了後は洗浄(必要があればオートクレーブ滅菌)をして返却してください。
- ・超音波による処理は温度上昇を伴うため、容器素材に注意し、必要があれば冷却をしてください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。  
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。