

バイオサンプル粉碎装置

機種名

フナコシ株式会社
 型式 FastPrep-24 Ver.6004.2
 機器番号:0571-00



用途概要

種々の細胞を粉碎するための幅広いパラメータがプリセットしており、多数試料を同時に処理できます。

主な仕様

試料ホルダー：標準ホルダー (QuickPrep)
 大容量チューブ用ホルダー (Big Prep)
 冷却粉碎用ホルダー (CryoPrep)
 処理本数 : 2ml × 24本 (標準ホルダー、冷却粉碎用ホルダー使用時)
 50ml × 2本 (大容量チューブ用ホルダー使用時)
 時間範囲 : 1～60秒間 (1秒単位)
 スピード範囲 : 4.0～6.5m/sec で設定可能

持込品、注意点等

ご使用の際には専用のサンプルチューブをご持参ください。

※CryoPrepホルダー (24本 × 2ml) を使用するときはドライアイスが必要です。

ご利用申し込み：利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。