

感染防止対策用クリオスタット

機種名

ライカ マイクロシステムズ株式会社
 型式 CM-1950
 機器番号:0407-00



用途概要

断熱支持構造により低温保持が可能な感染防止対策を施した凍結薄切片を作製するための装置です。

主な仕様

切片厚設定	: 1~100 μ m	1.0~5.0 μ m	0.5 μ m刻み
		5.0~20.0 μ m	1.0 μ m刻み
		20.0~60.0 μ m	5.0 μ m刻み
		60.0~100.0 μ m	10 μ m刻み

最大試料サイズ : 50 × 80mm

設定温度範囲 : 0 $^{\circ}$ C ~ -35 $^{\circ}$ C (周辺温度20度の場合)

設定温度到達時間: -35 $^{\circ}$ Cまで約4時間

持込品、注意点等

【持込品】

替刃をご持参ください。

※使用される刃は大変よく切れ危険です。取り扱いには十分注意して下さい。

【注意点】

- ・使用予定の**前日までに電源をON**にします。
 - ・使用前に「**集塵フィルター**」が取り付け**あることを必ず確認**してください。
 - ・機器内部の凍結による不具合防止のため、長期使用のない場合は電源をOFFにして庫内を乾燥させております。
 - ・一度OFFにすると庫内を乾燥させるため約1週間は使用停止となります。
- <ご利用予定の方は、まずはお問い合わせください。>

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。