

CO2インキュベーター

機種名

ヤマト科学(株)

型式 IP400 1台 機器番号:1002-00

型式 IPO400 1台 機器番号:0613-00

型式 IP600 3台

機器番号:1018-01、1018-02、1018-03



用途概要

庫内の温度とCO₂(炭酸ガス)濃度を制御して、細胞培養に最適な環境(37℃、5%CO₂)を設定できる恒温培養器です。

IPO400はCO₂培養とO₂コントロールが1台で同時可能なCO₂インキュベーターです。

主な仕様

使用温度範囲 : 室温+5~35℃

IP400 :CO₂培養と乾熱滅菌が1台で同時可能なCO₂インキュベーター。

IPO400 :O₂濃度制御をプラスしたCO₂-N₂-O₂マルチインキュベーター。

使用温度範囲 : 室温+5~50℃

IP600 :CO₂培養と乾熱滅菌が1台で同時可能なCO₂インキュベーター。

持込品、注意点等

《留意事項》

当施設では、CO₂インキュベーターの維持管理として月に1回程度水受けの滅菌水の交換をさせていただきます。(IP400、IPO400:加湿バットへの滅菌蒸留水の補充(1回/週)を実施)
(※実施の有無は利用者の要望を優先させていただきます。)

※2階開放実験室内で他のCO₂インキュベーターをご利用の方は利用(予約)ができません。
空き状況によって対応可能な場合がありますので、まずは推進室へご相談ください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。

※まずは問い合わせください。