

小型冷却遠心機

機種名

	株式会社トミー精工	
型式	MX-305	4台
	機器番号: 0419-01	} 遺伝子実験室
	機器番号: 0419-02	
	機器番号: 0419-03	
	機器番号: 0419-04	: 細胞実験室



用途概要

小回りのきく、小容量の遠心分離機です。

主な仕様

- ロータ : TMA-300
- ロータラック : AR015-24: 2.0mltube (or 1.5mltube) × 24本
AR510-04: 15mltube (or 50mltube) × 4本
- 最高回転数 : 16,000rpm (条件により異なりますので事前にご確認ください。)

持込品、注意点等

- ・必ずバランスをとって遠心をしてください。
- ・冷却して使用される場合は、終了後に扉を開けておいてください。(結露防止のため。)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までにご利用します。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。