

## 細胞保存用液体窒素タンク

### 機種名

大陽日酸株式会社 (Taylor-Wharton)  
型式 10K  
機器番号: 0391-00



### 用途概要

細胞・組織などの保管に利用できます。

### 主な仕様

自動液面制御装置内蔵により、液体窒素の液面を一定にコントロールすることができ、安心して保存管理が可能です。

#### ●液体窒素タンク


ラック ①～⑦ (213-100S) 7ラック

ラック ⑧ (213-25S) 4ラック

#### ●貸出単位

ラック①～⑦ : 1ラック/1区画

ラック⑧ : 4ラック/1区画



### 持込品、注意点等

頻繁に扉を開閉される期間がある場合は、事前に推進室へご連絡をお願いします。(※液体窒素の消費量に影響するため。)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。  
※まずはお問い合わせください。