

密閉式自動固定包埋装置

機種名

サクラファインテックジャパン株式会社
 型式 VIP6-J0
 機器番号:0570-00



用途概要

組織の固定包埋が自動で行えるため、効率的な固定包埋作業が可能です。

主な仕様

検体処理能力:最大300カセット、150カセット／300カセット切替可能
 プログラム数 :最大50プログラム登録可能
 使用薬液 :エタノール
 キシレン
 パラフィン

※薬液は事前に機器に備えておりますので変更できません。
 条件設定等に関してはご相談ください。

持込品、注意点等

使用開始予定の前日までには電源をONにしておきます。(装置内のパラフィンが溶融するのに24時間程度かかるため。)
 ※事前に推進室へ利用予定をお知らせいただければ、電源をONにしておきます。利用料金(機器予約)は、検体処理開始時から洗浄作業(約70分)終了時までの時間が対象となります。

※初めて利用される場合は、必ずスタッフの説明を受けてください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。