

小型動物麻醉器

機種名

株式会社シナノ製作所

型式 SN-487-0T 3台

機器番号:0416-01

0416-02

0416-03



用途概要

流量・濃度を設定するだけで容易に麻醉ができます。

主な仕様

使用麻醉薬 : イソフルラン

可変濃度 : 0~5%

流速 : 0~1ℓ/min もしくは 0~5ℓ/min

付属品 : 麻醉ボックス 大 3ヶ

麻醉ボックス特大 1ヶ

マスク接続用4方連結コック 6本

マウス・ラット麻醉マスク 24ヶ

マウスで最大8匹、ラットで最大4匹を同時に維持麻醉可能です。

持込品、注意点等

※**向精神薬・麻醉薬等の薬品類は当施設で保存することはできません。**
 使用後は必ず持ち帰り、各自で厳重に管理をお願い致します。

麻醉薬の吸収剤(装置)は付属しておりません。
 ドラフト内での作業をお願いします。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
 ※利用申請の際は機器番号をお知らせください。