

プログラムフリーザー

機種名

(株)セントラル科学貿易 バイオクールⅢ
 型式 BC-ⅢTG-80
 機器番号:0425-00



用途概要

トランスジェニックマウス受精卵の凍結に最適な温度勾配等がプログラムできるフリーザーです。

主な仕様

使用温度範囲: -80~+30℃

プログラム : 8セグメント×8プログラム

最大冷却速度: +20~-60℃ 2.5℃/min

-60~-80℃ 1.3℃/min

(周囲の温度が22℃,冷媒に清浄な※メタノールを使用した場合)

※メタノールは劇物であるため、当施設では利用者の安全を考慮し、エタノールを冷媒として使用していただくようお願いします。

持込品、注意点等

【持込品】

冷媒用のエタノールは利用者の方がご準備ください。

利用頻度が非常に低いため、一時収納中です。

※使用予定の方は事前に推進室へご相談ください。(移動・設置が必要となるため。)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。